




Model	품 명	사 양	비 고
MS-PC0206-S	Cleanert NANO	6 mg MWCNT, 225 mg MgSO <sub>4</sub> , in 2mL snap cap tube 100ea/pk	닭고기, 알류 잔류농약 분석 (스피노사드)



이미다클로프리드 잔류농약 분석용 정제 키트

Model	품 명	사 양	비 고
MS-181015	Cleanup kit	C18 400mg in 15mL tube, 50ea/pk	닭고기, 알류 잔류농약 분석 (이미다클로프리드)



Cleanert® Double-layer series

Model	품 명	사 양	비 고
PN0006	Cleanert PestiCarb/NH <sub>2</sub>	500mg/500mg 6ml, 30ea/pk	잔류농약 분석
PP0006	Cleanert PestiCarb/PSA	500mg/500mg 6ml, 30ea/pk	식육 잔류농약 분석 (유기인계, DDT포함)

잔류농약 분석용 SPE 카트리지

Model	품 명	사 양	비 고
FS5006	Cleanert Florisil	500mg / 6ml, 30ea/pk	잔류농약 분석 벤조피렌 분석
FS0006		1000mg / 6ml, 30ea/pk	
NH5006	Cleanert NH <sub>2</sub>	500mg / 6ml, 30ea/pk	잔류농약 분석
NH0006		1000mg / 6ml, 30ea/pk	
PC5006	Cleanert PestiCarb	500mg / 6ml, 30ea/pk	

## 1. 추출 키트

Model	품명	사양	비고
MS-NMS5050-S	MAS QuEChERS extraction Kit	1g NaCL 4g MgSO4(anhydrous) 0.5g disodium citrate sesquihydrate (TSCD) 1g NaCitrate (DHS) Centrifuge tube 50ml (포함), 50ea/pk	EN method 농산물 농약 검사 (추출)
MS-NMS5050-1-S		1g NaCL 4g MgSO4(anhydrous) 0.5g disodium citrate sesquihydrate (TSCD) 1g NaCitrate (DHS) Centrifuge tube(미포함), 50ea/pk	
MS-MG5052-S		6g MgSO4(anhydrous) 1.5 g anhydrousNaAc Centrifuge tube 50ml (포함), 50ea/pk	AOAC method 알류 농약 검사 (추출)
MS-MG5052-1-S		6g MgSO4(anhydrous) 1.5 g anhydrousNaAc Centrifuge tube(미포함), 50ea/pk	

## 2. 정제 키트

Model	품명	사양	비고
MS-PA0251-S	Cleanup kit	25mg PSA 150mg MgSO4(anhydrous) Centrifuge tube 2ml (포함), 100ea/pk	EN method 농산물 농약 검사 (정제)
MS-9PP0260		400mg PSA 400mg C18 45mg GCB 1.2g MgSO4(anhydrous) Centrifuge tube 15ml (포함), 50ea/pk	알류 농약 검사 (정제)

## 3. Glass Homogenizer



Model	품명	사양
HG01	Glass Homogenizer	50ea/pk
HG500		500ea/pk

서울시 금천구 가산디지털1로 2 (우림라이온스벨리 2차 812호)

Tel : 02-2027-2626 Fax : 02-2027-2629

[www.anylab.co.kr](http://www.anylab.co.kr), E.mail. [ys7066@naver.com](mailto:ys7066@naver.com)