

SHAKER for QuEChERS, tubes

Keplero S400 Automatic Shaker



특징

- 강력한 상하진동으로 추출, 혼합등에 적합
- 다양한 전처리 용기 사용 가능
- 기존 용기랙 사용 가능
- 용기 높이에 맞춰 자동 고정후 웨이킹
- 전처리 시간 획기적인 단축
- 농축수산물등 다양한 시료 전처리 가능
- 시료에 따라 타이머 설정 가능

기존 상하 진탕기(2500rpm)에 비해

- 소음이 적고
- 대용량 시료 전처리 가능
- 랙 교환이 쉽고
- 단시간에 작업 가능하고
- 가격이 훨씬 저렴하다



watch video

주식회사 애니랩

ANYLAB

Technical Specifications

Model	Keplero S400
Speed	630rpm
Timer	Max. 5min
Sample tube capacity	50ml Tube x 50 개 15ml tube x 75 개 별도키트 구입시 2배까지 가능(선택사항)
Max. sample tube height	70 ~ 400mm
Machine weight	240kg
Dimension(s)	710(w) x 625(d) x 1140(h)mm
Controller	LCD control panel
Power supply	230V/ 50Hz, 0.9kw

적용분야

- 농축수산물의 QuEchers용 추출
- 각종 식품 시료의 다양한 전처리 (혼합,추출등)
- 제약,환경, 바이오등 다양한 분야의 시료 전처리
- 다량의 시료를 한꺼번에 처리